

ООО «Иновационные технологии»



Технические характеристики **NANO-FIX MEDIC**

Эффективность **NANO-FIX MEDIC** в отношении основных видов плесневых грибов.

№	Вид гриба	Отрицательный контроль(вода)	NANO-FIX MEDIC	
			Концентрир.	1:2
1	<i>Aspergillus niger</i>	-	+	+
2	<i>Aspergillus terreus</i>	-	+++	++
3	<i>Penicillium funiculpsum</i>	-	++	+
4	<i>Penicillium ochro-chloron</i>	-	+++	++
5	<i>Paecilomyces variotii</i>	-	++	+
6	<i>Trichoderma viride</i>	-	+++	+++
-(0 мм*)-отсутствие фунгицидной активности +/- (1-3 мм*)- слабая активность +(3-5 мм*)- умеренная активность			++(6-10 мм*)-высокая активность +++ (более 10 мм*)- высокая активность * от края диска	

Вывод:

В неразбавленном виде обладает очень высокой активностью в отношении видов *Trichoderma viride*, *Aspergillus terreus*, *Penicillium orcho-chloron*, высокой – в отношении *Penicillium funiculosum* и *Paecilomyces variotii* и умеренной активностью в отношении *Aspergillus niger*. Фунгицидное действие на вид *Trichoderma viride* сохраняется при разбавлении препарата.